


MICROINIEZIONE INTRADERMICA

***AGHI E MULTI-INIETTORI
PER INTRADERMOTERAPIA***

PER TUTTI GLI ANIMALI



RI.MOS. VET

TECNICA INIETTIVA INTRADERMICA

VANTAGGI


- Dosaggi inferiori localizzati
- Ridotto coinvolgimento di altri tessuti specialmente nei **pazienti di piccola taglia** e con **strati cutanei sottili**
- **Effetto riflesso** della microiniezione, simile all'agopuntura
- **Diminuzione del rischio di eventi avversi** o **effetti collaterali** per azione circoscritta
- **Azione multipla** in unica iniezione sul sito di applicazione, **riducendo lo stress** durante il trattamento

AMBITI DI APPLICAZIONE

- Dermatologia
- Terapia del dolore
- Trattamenti iniettivi in animali di taglia piccola e piccolissima
- Trattamenti iniettivi in animali esotici: uccelli, piccoli mammiferi, rettili
- Medicina sportiva
- Riabilitazione motoria
- Profilassi vaccinale intradermica
- Anestesia locale



AGHI INTRADERMICI E IPODERMICI PER MICROINIEZIONE



Colore degli aghi in aggiornamento in conformità con ISO 6009:2016

Standard

710301 - LUER 27G - 0,40 x 4 mm
710302 - LUER 27G - 0,40 x 6 mm
712305 - LUER 27G - 0,40 x 12 mm



710303 - LUER 30G - 0,30 x 4 mm
710307 - LUER 30G - 0,30 x 6 mm
710306 - LUER 30G - 0,30 x 13 mm
712308 - LUER 30G - 0,30 x 25 mm



712303 - LUER 32G - 0,23 x 4 mm
712307 - LUER 32G - 0,23 x 6 mm
712306 - LUER 32G - 0,23 x 12 mm



812400 - LUER 33G - 0,20 x 4 mm
812402 - LUER 33G - 0,20 x 12 mm



Parete ultra sottile

Facilita l'infusione di iniettabili densi e viscosi

712315 - LUER 27G - 0,40 x 12 mm
Diametro interno 0,28 mm contro 0,22 mm
dell'ago standard 27G/12 mm (ref. 712305)



712318 - LUER 30G - 0,30 x 13 mm
Diametro interno 0,18 mm contro 0,16 mm
dell'ago standard 30G/13 mm ref. 710306



Scatola identificata con bollino arancione



Gli aghi permettono un **metodo accurato** di somministrazione iniettiva, in più punti ravvicinati e in ripetute riprese, a livello **dermico, intradermico e sottocutaneo**. Sono adatti per **trattamenti locali antinfiammatori, antidolorifici**, per **profilassi intradermiche** e per **anestesia locale preoperatoria o intraoperatoria**.

L'**affilatura accurata** facilita la **penetrazione** e **minimizza il fastidio** associato al trattamento.

La **parete ultrasottile** degli aghi **facilita l'infusione** di iniettabili densi e viscosi (diametro interno 0.28 mm rispetto a 0.22 mm dell'ago standard 27G/12 mm).

100 Pz. / CONF. CONFEZIONATI SINGOLARMENTE - MARCATI CE - LATEX FREE - STERILI - MONOUSO

MULTI-INIETTORI CON AGHI



27G - 0,40 x 4 mm

LINEARE	con 3 aghi	710201
LINEARE	con 5 aghi	710205
CIRCOLARE	con 5 aghi	710203
CIRCOLARE	con 7 aghi	710207

30G - 0,30 x 4 mm

LINEARE	con 3 aghi	710215
LINEARE	con 5 aghi	710214
CIRCOLARE	con 5 aghi	710211
CIRCOLARE	con 7 aghi	710216

27G - 0,40 x 6 mm

LINEARE	con 3 aghi	710202
LINEARE	con 5 aghi	710206
CIRCOLARE	con 5 aghi	710204
CIRCOLARE	con 7 aghi	710208

30G - 0,30 x 6 mm

LINEARE	con 3 aghi	710210
LINEARE	con 5 aghi	710209
CIRCOLARE	con 5 aghi	710212
CIRCOLARE	con 7 aghi	710213

I **multi-iniettori** sono forniti già **provvisti di aghi** per un utilizzo **pratico, immediato e sicuro**: l'ago già montato evita all'operatore punture accidentali durante le operazioni di preparazione preliminari. Ogni piastra è alloggiata in un contenitore salvapunte rigido che, oltre a garantire la **sterilità del dispositivo** fino al momento dell'impiego, lo accoglie al termine del trattamento, **proteggendo l'operatore** durante la fase di smaltimento.

Disponibili in configurazione lineare o circolare, con **3, 5 o 7 aghi** a seconda delle diverse tipologie di trattamento.

36 Pz. / CONF. CONFEZIONATI SINGOLARMENTE - MARCATI CE - LATEX FREE - STERILI - MONOUSO

MULTI-INIETTORI



LINEARE

LINEARE	con 3 uscite	710102
LINEARE	con 5 uscite	710104

CIRCOLARE


CIRCOLARE	con 3 uscite	710101
CIRCOLARE	con 5 uscite	710103
CIRCOLARE	con 7 uscite	710105


I **multi-iniettori** sono disponibili in **configurazione lineare o circolare**, con **3, 5 o 7** ugelli a seconda delle diverse tipologie di trattamento.

Gli aghi singoli vengono **forniti separatamente** e **montati manualmente dall'operatore** prima del trattamento.

Un **raccordo luer** femmina permette una connessione agevole alla siringa contenente la sostanza iniettabile.

50 Pz. / CONF. - CONFEZIONATI SINGOLARMENTE - MARCATI CE - LATEX FREE - STERILI - MONOUSO





Seguici su



RI.MOS.
Medical Products

Via Manuzio, 15 - 41037 - Mirandola (MO) - ITALY
Tel: +39 0535 25755 - info@rimos.com - www.rimos.com

rimosvet

