


MICROINYECCIÓN INTRADÉRMICA

**AGUJAS Y INYECCIONES
PARA TERAPIA INTRADÉRMICA**

PARA TODOS LOS ANIMALES



RI.MOS. VET

TÉCNICA DE INYECCIÓN INTRADÉRMICA

VENTAJAS


- Dosis localizadas más bajas
- Menor afectación de otros tejidos, especialmente en **pacientes pequeños** con **capas cutáneas finas**
- **Efecto reflejo** de la microinyección, acupuntura
- **Menor riesgo de acontecimientos adversos** o **efectos secundarios** por acción limitada
- **Acción múltiple** en una sola inyección en el lugar de aplicación, lo que reduce el estrés durante el tratamiento

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Dermatología
- Terapia del dolor
- Tratamientos infecciosos en animales pequeños y muy pequeños
- Tratamientos infecciosos en animales exóticos: aves, pequeños mamíferos, reptiles
- Medicina deportiva
- Rehabilitación motriz
- Profilaxis con vacuna intradérmica
- Anestesia local



AGUJAS DE MICROINYECCIÓN INTRADÉRMICA E HIPODÉRMICA



Color de las agujas actualizado según ISO 6009:2016

Estándar

710301 - LUER	27G - 0,40 x 4 mm
710302 - LUER	27G - 0,40 x 6 mm
712305 - LUER	27G - 0,40 x 12 mm
710303 - LUER	30G - 0,30 x 4 mm
710307 - LUER	30G - 0,30 x 6 mm
710306 - LUER	30G - 0,30 x 13 mm
712308 - LUER	30G - 0,30 x 25 mm
712303 - LUER	32G - 0,23 x 4 mm
712307 - LUER	32G - 0,23 x 6 mm
712306 - LUER	32G - 0,23 x 12 mm
812400 - LUER	33G - 0,20 x 4 mm
812402 - LUER	33G - 0,20 x 12 mm



Pared ultra fina

Facilita la infusión de inyectables densos y viscosos

712315 - LUER 27G - 0,40 x 12 mm
Diámetro interior 0,28 mm frente 0,22 mm
de la aguja estándar 27G/12 mm (ref. 712305)



712318 - LUER 30G - 0,30 x 13 mm
Diámetro interior 0,18 mm frente 0,16 mm
de la aguja estándar 30G/13 mm ref. 710306



Caja identificada con pegatina naranja



Las agujas permiten un **método preciso** de inyección, en varios puntos proximos y en disparos repetidos, por vía **dérmica, intradérmica y subcutánea**. Son adecuadas para **tratamientos antiinflamatorios y analgésicos locales**, para **profilaxis intradérmica** y para **anestesia local preoperatoria o intraoperatoria**. El **afilado preciso** facilita la penetración y minimiza las molestias asociadas al tratamiento.

Pared ultrafina de la aguja **facilita la infusión** de inyectables densos y viscosos (diámetro interno de 0,28 mm frente a los 0,22 mm de la aguja estándar de 27G/12 mm).

700 Uds/PAQ. ENVASADAS INDIVIDUALMENTE-MARCADAS CE-SIN
LÁTEX-ESTÉRILES-DESECHABLES

MULTI-INYECTORES CON AGUJAS



27G - 0,40 x 4 mm

LINEAR	con 3 agujas	710201
LINEAR	con 5 agujas	710205
CIRCULAR	con 5 agujas	710203
CIRCULAR	con 7 agujas	710207

30G - 0,30 x 4 mm

LINEAR	con 3 agujas	710215
LINEAR	con 5 agujas	710214
CIRCULAR	con 5 agujas	710211
CIRCULAR	con 7 agujas	710216

27G - 0,40 x 6 mm

LINEAR	con 3 agujas	710202
LINEAR	con 5 agujas	710206
CIRCULAR	con 5 agujas	710204
CIRCULAR	con 7 agujas	710208

30G - 0,30 x 6 mm

LINEAR	con 3 agujas	710210
LINEAR	con 5 agujas	710209
CIRCULAR	con 5 agujas	710212
CIRCULAR	con 7 agujas	710213

Los **multiinyectores** se suministran ya **equipados con agujas** para un uso **practico**, **inmediato** y **seguro**: la aguja ya montada evita al operador pinchazos accidentales durante la preparación preliminar.

Cada placa está alojada en un contenedor rígido de protección de puntas que no sólo garantiza **la esterilidad del dispositivo** hasta el momento de su uso, sino que también lo aloja al final del tratamiento, **protegiendo al operador** durante su eliminación.

Disponible en configuración lineal o circular, con **3, 5 ó 7 agujas** en función de los distintos tipos de tratamiento.

36 Uds. / PAQ. ENVASADAS INDIVIDUALMENTE - MARCADO CE - SIN LATEX - ESTÉRIL - DESECHABLES

MULTI-INYECTORES



LINEAR		
LINEAR	con 3 boquillas	710102
LINEAR	con 5 boquillas	710104


CIRCULAR		
CIRCULAR	con 3 boquillas	710101
CIRCULAR	con 5 boquillas	710103
CIRCULAR	con 7 boquillas	710105


Los **multiinyectores** están disponibles en **configuración lineal o circular**, con **3, 5 ó 7** boquillas en función de los distintos tipos de tratamiento.

Las agujas individuales **se suministran por separado** y **el operador las monta manualmente** antes del tratamiento.

Un **conector luer** hembra permite una fácil conexión a la jeringa que contiene la sustancia inyectable.

50 Uds./PAQ. ENVASADAS INDIVIDUALMENTE- MARCADO CE
SIN LÁTEX - ESTÉRIL - DESECHABLES





Síguenos en



RI.MOS.
Medical Products

Via Manuzio, 15 - 41037 - Mirandola (MO) - ITALY
Tel: +39 0535 25755 - info@rimos.com - www.rimos.com

rimosvet

